

## deconex 50 FF

# תכשיר חיטוי למשטחים ולמכשירים

ברשיון משרד הבריאות



### נטול פורמאלדהיד חסכוני ויעיל

#### יישום

לחיטוי וניקוי בו זמנית של משטחים כגון רצפות, קירות, ריהוט וציוד בחדרי ניתוח, מחלקות, חדרי אמבטיה, חדרי שירותים ואמבולנסים, כמו גם לחיטוי של מכשירים רפואיים ומכשור דנטאלי.

#### תכונות

התכונות של deconex 50 FF מאפשרות להשתמש בו לחיטוי משטחים כמו גם לחיטוי מכשירים. התאימות הנרחבת לחומרים ותכונות הניקוי הנוספות יעילות עבור שני סוגי השימוש.

ביצועיו הטובים של deconex 50 FF תחת עומס חלבונים, בשילוב אורך החיים המוכח של התמיסה המוכנה לשימוש, שעומד על 7 ימים, הנם בעלי חשיבות מיוחדת בהקשר עם חיטוי מכשירים.

הנצילות המיקרוביצידיית של deconex 50 FF מאפשר מיון נמוך בעת השימוש. כתוצאה מכך, המוצר חסכוני במיוחד בעת השימוש. יתרון ברור נוסף של deconex 50 FF הוא ריחו הנעים. לדבר נודעת חשיבות רבה, במיוחד בעת טיפול במשטחים גדולים באמצעות המוצר.

#### טווח פעילות:

בקטריצידי - פונגיצידי - טוברקולוצידי - מנטרל וירוסים (HBV/HIV)

#### מרכיבים

##### חומרים פעילים:

100 גרם של deconex 50 FF מכילים:

gethanedial, 0.5 g pentanedial, 7.5 g didecyldimethylam- monium chloride 12.0

##### מרכיבי עזר:

תרכובות סורפקטנטים, ריח, צבע, מונע קורוזיה

#### הוראות שימוש

טיפול באמבט השרייה ידני ו/או אולטראסוני - כלים

- מיהול 1% (10 מ"ל/ל'): 1 פקק ל-1 ליטר מי ברז - חשיפה: 30 ד'
- בתום הטיפול יש לשטוף הציוד במי ברז.
- תמיסה בשימוש תקפה ל 7 ימים. במצב של עומס רב יש להחליפה לפי עכירותה.

עותקים של דוחות המומחים זמינים לפי דרישה.

1 שעה	30 דקות	זמן חשיפה בכפוף ל-DGHM (רשימה VII) ו-AFNOR
		היטוי משטחים
2.5 מל"/ליטר מי ברז	5 מל"/ליטר מי ברז	בקטריות ופטרייות
5 מל"/ליטר מי ברז	10 מל"/ליטר	HBV/HIV
15 מל"/ליטר מי ברז		TB
		היטוי מכשירים
5 מל"/ליטר מי ברז	10 מל"/ליטר מי ברז	מכשירים וכלים במחלקות

**מידע בנוגע לשימוש:**

deconex 50 FF מתאים לשימוש עם מים בכל מידת קשיות. היעילות של deconex 50 FF מושפעת מסבון, סורפקטנטים אניונים וכלור פעיל. בעת ניקיון ביניים, אין להשתמש במוצרים שמכילים סבון ו/או סורפקטנטים אניונים. בנוסף, אין להשתמש בחומרי ניקוי שמכילים כלור לפני השימוש ב-deconex 50 FF. לצורך ניקיון ביניים מומלץ להשתמש ב-deconex 36 INTENSIV-x.

**תאימות חומרים****מתאים לחומרים הבאים:**

רצפות לינולאום ו-PVC, חומרים סינטטיים, איטום (דיספרסיות אקריל), פלדת אל חלד, אלומיניום, פליז בציפוי כרום, גומי.

deconex 50 FF משמש את החברות Pentax ו-Karl Storz לצורך עיבוד מחדש של כל היצע האנדוסקופים שלהם.

במקרה של חומרים שאינם נזכרים כאן, בצע בדיקות תאימות ספציפיות משלך או פנה אל Borer Chemie AG.

**נתונים כימיים/פיזיים:**

pH	תמיסה של 1% במים ללא יונים	6.5-8 בקירוב
צפיפות	תרכיז	תרכיז 1.06 g/ml
מראה	תרכיז	נוזל שקוף וירקרק

כל המידע המסופק מבוסס על הידע המקיף של החברה ואינו מהווה ערובה מחייבת משפטית לתכונות ספציפיות של המוצר.

