

**DURAN® STUTZENFLASCHE**  
**(Abklärflasche), Bodentubus mit NS,**  
**komplett mit NS-Hahn und NS-Stopfen**

**DURAN® ASPIRATOR (LEVELLING)**  
**BOTTLE**

*tubulated with standard ground joint, complete with standard ground stopcock and standard ground stopper*



Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablaufhahn möglich.

*Dosing of liquids is possible via a stopcock.*

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Bodentubus Tubulature NS	Hals Neck NS	Orig. Pack./Stück Stand. pack/quantity
24 702 44	500	86	164	19/26	24/29	10
24 702 54	1 000	107	200	19/26	29/32	10
24 702 63	2 000	134	249	19/26	29/32	10
24 702 73	5 000	182	320	29/32	45/40	1
24 702 86	10 000	228	398	29/32	60/46	1
24 702 91	20 000	289	492	29/32	60/46	1

**ABLAUFHAHN MIT NS FÜR**  
**STUTZENFLASCHEN**

**STOPCOCK WITH STANDARD**  
**GROUND JOINT FOR ASPIRATOR**  
**BOTTLE**

Ersatzteil für Stutzenflasche.

*Spare part for aspirator bottle.*

Best.-Nr. Cat. No.	für Inhalt for Capacity ml	NS	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
24 148 03	500 – 2 000	19/26	1
24 148 04	5 000 – 20 000	29/32	1

**DURAN® STUTZENFLASCHE**  
**Hals mit DIN-Gewinde GL 45,**  
**Bodentubus GL 32**

**DURAN® ASPIRATOR (LEVELLING)**  
**BOTTLE**

*neck with DIN thread GL 45, tubulator with GL 32*



Komplett mit Schraubverbindungsverchluss<sup>1</sup>, Silikondichtung, Ablaufhahn und PTFE<sup>2</sup>-Spindel. Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablaufhahn möglich.

*Complete with screw connection cap<sup>1</sup>, silicone seal and stopcock with PTFE<sup>2</sup> spindle. Dosing of liquids is possible via a stopcock.*

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	DIN-Gewinde DIN Thread GL	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
24 703 54	1 000	45	101	225	1
24 703 63	2 000	45	136	260	1
24 703 73	5 000	45	182	330	1
24 703 86	10 000	45	230	410	1

<sup>1</sup> Ersatzverschluss siehe Seiten 179–181.

<sup>1</sup> Spare cap, see pages 179–181.

<sup>2</sup> Chemische und thermische Eigenschaften siehe Seite 192.

<sup>2</sup> For chemical and thermal resistance, see page 222.