

Mit Schellbachstreifen und Hauptpunkte-Ringteilung. Die Justierung erfolgt auf Ablauf („Ex“) bei +20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der DIN.

With Schellbach stripe and main graduations as circular divisions. Calibration is based on the poured out volume („Ex“) at a +20 °C reference temperature. Volume content tolerances conform to DIN.


DURAN® MIKRO-BÜRETTE
mit geradem NS-Hahn, Klasse AS,
Wartezeit 30 Sekunden

DURAN® MICRO-BURETTE
with straight standard ground stopcock,
class AS, 30 seconds waiting time

Beispielhafte Anwendung: Titration.

Typical application: titrations.

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Fehlergrenze Accuracy limits ± ml	Teilung Graduation divisions ml	h mm	Ablaufzeit Run-out time s	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
24 320 11	1	0,01	0,01	475	8-20	1
24 320 16	2	0,01	0,01	550	8-20	1
24 320 22	5	0,01	0,02	700	8-20	1



Mit Schellbachstreifen und Hauptpunkte-Ringteilung, Vorratsflasche (2.000 ml) und Gummigebläse.

With Schellbach stripe and main graduations as circular divisions, reservoir bottle (2,000 ml) and blowball.


DURAN® AUTOMATISCHE BÜRETTE
nach Pellet, mit seitlichem NS-Hahn,
Klasse AS, Wartezeit 30 Sekunden

DURAN® AUTOMATIC BURETTE
Pellet-type, side-positioned standard ground stopcock, class AS, 30 seconds waiting time

Beispielhafte Anwendung: Titration.

Typical application: titrations.

Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	Fehlergrenze Accuracy limits ± ml	Teilung Graduation divisions ml	Ablaufzeit Run-out time s	Gesamtlänge Overall length mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
24 318 27 5	10	0,02	0,02	35-45	930	1
24 318 33 5	25	0,03	0,05	35-45	930	1
24 318 36 5	50	0,05	0,1	35-45	930	1



Best.-Nr. Cat. No.	Einzelteile Components	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
24 318 27	Bürette allein <i>Burette only</i> 10 ml, mit seitlichem Hahn <i>10 ml, with side stopcock</i>	1
24 318 33	Bürette allein <i>Burette only</i> 25 ml, mit seitlichem Hahn <i>25 ml, with side stopcock</i>	1
24 318 36	Bürette allein <i>Burette only</i> 50 ml, mit seitlichem Hahn <i>50 ml, with side stopcock</i>	1
21 159 63	Bürettenflasche, klar <i>Reservoir bottle, clear</i> 2 000 ml	1
29 245 01	Gummigebläse <i>Blowball</i>	1