

Zubehör für Planflansch-Gefäße. Aus Silikon (VMQ¹) und daher sehr elastisch. Die chemische Beständigkeit ist gegenüber FEP¹-ummantelten O-Ringen eingeschränkt.

Accessories for flat flange vessels. From silicone (VMQ¹), so highly elastic. The chemical resistance is reduced in comparison with FEP¹ coated O-rings.


O-RING, TRANSPARENT aus Silikon (VMQ¹)

O-RING, TRANSPARENT from silicone (VMQ¹)

Best.-Nr. Cat. No.	passend für Flansch suitable for flange DN	d x s mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
29 225 34	60	75 x 4	5
29 225 46	100	110 x 4	5
29 225 51	120	133 x 4	5
29 225 57	150	157 x 5	5
29 225 61	200	215 x 5	5

¹ Chemische und thermische Beständigkeit siehe Seite 192.

¹ For chemical and thermal resistance, see page 222.




Zubehör für Planflansch-Gefäße.

Accessories for flat flange vessels.

SCHNELLVERSCHLUSS aus Edelstahl, mit 3 Haltesegmenten

QUICK RELEASE CLAMP from stainless steel, with 3 retaining clips

Best.-Nr. Cat. No.	passend für Flansch suitable for flange DN	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity
29 071 34	60	1
29 071 46	100	1
29 071 51	120	1
29 071 57	150	1
29 071 61	200	1



Zum festen Einbau des Deckels oder des Reaktionsgefäßes mit zwei Spannstäben.

For secure fitting of the lid or the reaction vessel using two clamping rods.

HALTEVORRICHTUNG FÜR REAKTIONSGEFÄSSE aus Chromnickelstahl

HOLDING DEVICE FOR REACTION VESSELS from chrome-nickel steel

Best.-Nr. Cat. No.	passend für Flansch suitable for flange DN	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity
29 073 46	100	1
29 073 57	150	1

