


Ideal zur Reinigung von Glaskeramikplatten. *Ideal for cleaning glass ceramic plates.*

Best.-Nr. Cat. No.	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity
29 079 01	10

REINIGUNGSSCHABER  
für Glaskeramik Laborschutzplatte


CLEANING SCRAPER  
for glass ceramic laboratory protection plate



Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
Ohne Tülle und Docht <i>Without socket and wick</i>				
23 400 24	100	75	103	10
Komplett mit Tülle und Docht <i>Complete with socket and wick</i>				
23 400 24 5	100	75	103	10
Zubehör für Spiritusbrenner: <i>Accessories for spirit lamp:</i>				
Dochte für Spiritusbrenner <i>Wicks for spirit lamps</i>				
29 402 00				50
Tüllen für Spiritusbrenner (aus Aluminium) <i>Sockets for spirit lamps (of aluminium)</i>				
29 403 00				50

SPIRITUSBRENNER  
AUS KALK-SODA-GLAS  
ohne Einfüllstutzen, mit aufgeschliffener Kappe


SPIRIT LAMP  
FROM SODA-LIME GLASS  
without filling tubulature, with ground over-cap



Best.-Nr. Cat. No.	Inhalt Capacity ml	d mm	h mm	Verpackungseinheit/ Stück Pack/Quantity
21 301 32 <sup>1</sup>	15	50	25	10
21 301 34 <sup>1</sup>	45	60	30	10
21 301 38 <sup>2</sup>	60	70	35	10
21 301 41 <sup>2</sup>	90	80	45	10
21 301 44	170	95	55	10
21 301 49	320	115	65	10
21 301 54	600	140	80	10
21 301 59	1 500	190	100	10
21 301 63	2 500	230	130	10

DURAN® ABDAMPFSCHALE  
mit Ausguss

DURAN® EVAPORATING DISHES  
with spout



<sup>1</sup> Ohne Aufdruck.  
<sup>2</sup> Ohne Schriftfeld.

<sup>1</sup> Without print.  
<sup>2</sup> Without labelling field.

