

המידות הינן להתרשמות כללית ואינן מחייבות
 אנו מחזיקים רק חלק מהמידות כפי שמופיע ברשימת הפריטים באתר עם מקט סימדה

אורכים נפוצים במילימטרים (מ"מ)	קוטר חיצוני (OD) באינצ'ים (Inches)	קוטר חיצוני (OD) במילימטר (מ"מ)	GAUGE (G
לנו יש רק חלק מהמידות 13 ,8 ,6 ,4	0.008	0.20	33G
13 ,8 ,6 ,4	0.009	0.23	32G
16 ,13 ,8 ,6	0.010	0.25	31G
25 ,16 ,13 ,8	0.012	0.30	30G
25 ,16 ,13	0.013	0.33	29G
25 ,16 ,13	0.014	0.36	28G
32 ,25 ,16 ,13	0.016	0.40	27G
38 ,25 ,16 ,13	0.018	0.45	26G
38 ,25 ,16	0.020	0.50	25G

38 ,25 ,16	0.022	0.55	24G
32 ,25 ,19	0.024	0.60	23G
38 ,32 ,25	0.028	0.70	22G
50 ,38 ,25	0.032	0.80	21G
50 ,38 ,25	0.035	0.90	20G
50 ,38 ,25	0.042	1.00	19G
50 ,38 ,25	0.050	1.20	18G
38 ,25	0.065	1.60	16G