



◀ רמות הרעדה משתנות: מ-1000 עד 3000 מיקרונים

◀ רמות הרקדה משתנות: מ-125 עד 110 אמפליטודה בדקה

רמות הקשה משתנות: פעולה זו מתווספת להרקדה ותפקידה לנער את הרשת מחלקיקים גבנוניים האוטמים אותה במהלך הניפוי

◀ מכסה שקוף למעקב אחר תהליך הניפוי

◀ קוצב מכני (טיימר) עד 30 דקות עבודה רצופת

דגמים:

הזנה	גובה כולל ראשי מיצוב נפות בס"מ	מידות			לנפות בקוטר	דגם
		גובה בס"מ	אורך בס"מ	רוחב בס"מ		
220V וולט	70	21	45	34	מ"מ 200 \ 8"	ALS-20
220V	70	21	66	34	מ"מ 300	ALS-30
220V	70	21	80	54	מ"מ 400	ALS-40

תוספות אפשריות:

◀ קוצב זמן מכני (טיימר) עד 60 דקות רצופת

◀ התאמה לניפוי רטוב- פתח כניסת נוזלים מבעד למכסה ותחתית משופעת בעלת פתח ניקוז לאיסוף החומר הנוזלי

◀ התאמה מיוחדת של המכשיר לנפות בגודל שונה על פי דרישת הלקוח

◀ **דגם דיגיטלי בקרוב!!**